

# COAXIAL NEEDLE

## KOAKSİYEL İĞNESİ

- ↳ Light weight and extra thin wall tubing
- ↳ Trocar tip for straight entry
- ↳ Color code for identifying the accurate diameter
- ↳ Accurate depth placement with centimeter marks



- ↳ Hafif ve ekstra ince et kalınlığı
- ↳ Trokar iğne ucu ile düzgün giriş
- ↳ Renk kodu sayesinde doğru ölçü tespiti
- ↳ Santimetre ölçekleri sayesinde giriş derinliğinin kontrol edilebilmesi

Ref. No	Diameter (G)	Length (cm)
GCX1305	13	5
GCX1310	13	10
GCX1315	13	15
GCX1505	15	5
GCX1510	15	10
GCX1515	15	15
GCX1705	17	5
GCX1710	17	10
GCX1715	17	15
GCX1905	19	5
GCX1910	19	10
GCX1915	19	15

