

URETERAL BALLOON DILATOR

ÜRETERAL BALON DİLATÖR



- ↳ Used for dilatation of ureter
- ↳ 2 ways catheter
- ↳ Platinum markers at both end
- ↳ 18 to 20 atm rated burst pressure
- ↳ Supplied with stopcock

- ↳ Üreterin dilatasyonu için kullanılır
- ↳ 2 yönlü kateter shaftı
- ↳ Her iki ucunda platinyum işaret
- ↳ 18-20 atm max. basınç
- ↳ 3 yollu musluk

Ref. No	Balloon Diameter (mm)	Balloon Length (cm)	Shaft (F)	Usable Length (cm)	Recommended Guide wire (inch)	Balloon RBP (atm)
GBD0544	4	4	5	70	.38"	20
GBD0546	4	6	5	70	.38"	20
GBD5410	4	10	5	70	.38"	20
GBD0554	5	4	5	70	.38"	20
GBD0556	5	6	5	70	.38"	20
GBD5510	5	10	5	70	.38"	18
GBD0564	6	4	5	70	.38"	18
GBD0566	6	6	5	70	.38"	18
GBD5610	6	10	5	70	.38"	18
GBD0444	4	4	4	70	.18"	20
GBD0454	5	4	4	70	.18"	20